



Candy Corn

Candy Corn é um manípulo de proximidade, indicado para brinquedos adaptados e acesso ao computador.

Categorias: Acesso ao Computador, Manípulos

Link: <https://anditec.pt/produto/candy-corn/>



Descrição

O Manípulo **Candy Corn** funciona através de um sensor de proximidade, não requerendo um toque físico para ser ativado.

Com este manípulo basta aproximar a mão ou outro segmento corporal a 1 cm do equipamento para que ocorra a ativação. Tem uma superfície de ativação de 5 cm. Os sinais visuais e auditivos ocorrem quando o **Candy Corn** é activado.

Informações Adicionais

Características do **Candy Corn**:

- Tamanho da área de activação: 5 cm;
- Activa-se quando um utilizador está a menos de 1 cm do topo do manípulo ou com um leve toque;
- Íman interno para montagem;
- Inclui bateria substituível;

- Comprimento do cabo: 183 cm.

Downloads



Manual de Instalação (Inglês)

Produtos Relacionados

n-ABLER Joystick



É o joystick mais adaptável do mercado especificamente concebido para responder às necessidades dos utilizadores com controlo manual limitado, dificuldades motoras, má coordenação oculomotora, falta de destreza manual e espasmos musculares involuntários.

Link: <https://anditec.pt/produto/n-abler-joystick/>

Rato Adaptado



Realize atividades de causa e efeito com dois manípulos ligados no Rato Adaptado.

Link: <https://anditec.pt/produto/rato-adaptado/>

Joystick Optimax



O Optimax Joystick é um joystick de sem fios especificamente concebido para utilizadores com dificuldades motoras.

Link: <https://anditec.pt/produto/joystick-optimax/>

Big Red



Manípulo indicado para brinquedos adaptados e acesso ao computador.

Link: <https://anditec.pt/produto/big-red/>