



## iTalk4 com Níveis

Digitalizador com 4 mensagens, repleto com todas as características que adorava no iTalk4 original com a potência e comodidade de três níveis e 6 minutos de tempo de gravação!

**Categorias:** Comunicação Aumentativa, Digitalizadores

**Link:** <https://anditec.pt/produto/italk4-com-niveis/>



### Descrição

O **iTalk4 com Níveis** proporciona ao utilizador o acesso a 4 mensagens, tem 6 minutos de gravação, inclui três níveis de gravação separados, e retém 12 mensagens no total. Os 4 botões têm 6,35 cm e possuem uma tampa transparente para que possa colocar um símbolo ou imagem à sua escolha.

O **iTalk4 com Níveis** pode ser acessível através de manípulos. Ligue um manípulo a cada mensagem para reprodução direta da mensagem. Pode usar a placa de montagem universal (não incluída) para montar o iTalk4 no seu braço de montagem preferido.

Crie rapidamente e facilmente imagens imprimíveis para o seu dispositivo **iTalk4 com Níveis** com a aplicação gratuita **Symbol Overlay Maker**. Disponível na *App Store*. **A aplicação requer um iPad com iPadOS 13 ou mais recente.**

## Informações Adicionais

---

### Características do iTalk4 com Níveis:

- **Tipo de Dispositivo:** Digitalizador;
- **Tipo de Activação:** Pressão;
- **Superfície de Activação:** 6,35 cm;
- **Mensagens:** 4;
- **Níveis:** 3;
- **Tempo Gravação (Max.):** 6 min;
- **Peso:** 658 g (Baterias Incluídas).

## Downloads

---



[Guia de Utilizador \(Inglês\)](#) [101 Ideais para Mensagens \(Inglês\)](#)

## Produtos Relacionados

---



### **Smooth Talker com Níveis**

Com um design moderno e elegante, é o digitalizador de mensagens único e sequencial com 5 níveis adaptáveis.

**Link:** <https://anditec.pt/produto/smooth-talker-com-niveis/>



### **SuperTalker FT**

O digitalizador SuperTalker FT é um dispositivo CAA de mensagens simples, fácil de aprender, utilizar e com boa qualidade de som.

**Link:** <https://anditec.pt/produto/supertalker-ft/>



### **Snap Core First**

O Snap Core First é uma aplicação de comunicação baseada em símbolos, construída especificamente para comunicação aumentativa.

**Link:** <https://anditec.pt/produto/snap-core-first/>



### **Big-Point**

Com o Big-Point pode gravar e reproduzir mensagens até 30 segundos de som. Ideal para começar a introduzir a comunicação aumentativa!

**Link:** <https://anditec.pt/produto/big-point/>