



## Jelly Bean

Manípulo indicado para brinquedos adaptados e acesso ao computador.

**Categorias:** Acesso ao Computador, Manípulos

**Link:** <https://anditec.pt/produto/jelly-bean/>



### Descrição

O manípulo **Jelly Bean** apresenta uma superfície de ativação de 6,4 cm e é recomendado para utilizadores que consigam aceder a uma área pequena. As superfícies do **Jelly Bean** podem ser removidas e substituídas pela cor da sua escolha: Vermelho, Azul, Amarelo ou Verde. Também inclui uma tampa transparente para a aplicação de símbolos ou imagens.

Crie rapidamente e facilmente imagens imprimíveis para o seu dispositivo **Jelly Bean** com a aplicação gratuita **Symbol Overlay Maker**. Disponível na *App Store*. A aplicação requer um iPad com iPadOS 13 ou mais recente.

### Informações Adicionais

Características do **Jelly Bean**:

- Tipo de manípulo: Mecânico;
- Tipo de ligação: Ligação por cabo;

- Comprimento do cabo: 183 cm;
- Tipo de activação: Pressão;
- Superfície de activação: 6,4 cm de diâmetro;
- Força de activação: 71 g;
- Deslocação antes da activação: 0,0635 cm;
- *Feedback*: Clique auditivo, táctil;
- Tamanho da entrada: 3,5 mm mono;
- Placa de montagem: Universal.

## Downloads

---



Guia de Utilizador (Inglês)

## Produtos Relacionados

---



### **BJOY Ring**

O BJOY Ring é um dispositivo USB que permite converter o joystick da cadeira de rodas num rato para controlar dispositivos como o computador, o tablets ou o smartphones.

**Link:** <https://anditec.pt/produto/bjoy-ring/>



### **n-ABLER Joystick**

É o joystick mais adaptável do mercado especificamente concebido para responder às necessidades dos utilizadores com controlo manual limitado, dificuldades motoras, má coordenação oculomotora, falta de destreza manual e espasmos musculares involuntários.

**Link:** <https://anditec.pt/produto/n-abler-joystick/>



### **Rato Orbitrack**

O Rato Orbitrack é um dispositivo revolucionário, que permite aos utilizadores controlarem tanto a direcção como a velocidade do cursor com um único e suave toque.

**Link:** <https://anditec.pt/produto/rato-orbitrack/>



### **Rato Adaptado**

Realize atividades de causa e efeito com dois manípulos ligados no Rato Adaptado.

**Link:** <https://anditec.pt/produto/rato-adaptado/>