



## Joystick BJOY para Queixo

É a melhor alternativa para controlar o cursor do rato com o queixo. O seu pequeno tamanho, posição dos botões, precisão e todas as opções e possibilidades de montagem fazem deste joystick um dispositivo muito versátil.

**Categorias:** Acesso ao Computador, Alternativas ao Rato

**Link:** <https://anditec.pt/produto/joystick-bjoy-para-queixo/>



### Descrição

O **Joystick BJOY para Queixo** dá-lhe a possibilidade de controlar o seu ambiente de trabalho através do movimento mentoniano. Para além de executar qualquer movimento direcional do cursor, tem ainda todas as funções de um rato tradicional: clique direito, clique esquerdo, arrastar (*drag and drop*) e duplo clique.

Não requer *software* de instalação, basta ligar e utilizar (*Plug and Play*), **compatível com Windows, MacOS e Linux**. As configurações são feitas com o **software BJOY** (incluído). As configurações para o dispositivo são guardadas no próprio equipamento de modo a facilitar o uso em diferentes computadores.

### Informações Adicionais

O **software BJOY** permite:

- Ajustar a velocidade, sensibilidade e o retorno auditivo do joystick de acordo com as suas necessidades;
- Orientar o equipamento para que fique ajustado à posição do utilizador;
- Determinar o tempo necessário de pressão para ser considerado válido;
- Configurar o joystick com 4 ou 8 direcções para facilitar o acesso para pessoas com movimentos involuntários.

## Downloads



[Guia de Utilizador \(Inglês\)](#) [Guia de Utilizador \(Espanhol\)](#) [BJOY Software](#)

## Produtos Relacionados



### Jelly Beamer

Manípulo sem fios, indicado para brinquedos adaptados e acesso ao computador.

**Link:** <https://anditec.pt/produto/jelly-beamer/>



### Specs

Manípulo indicado para brinquedos adaptados e acesso ao computador.

**Link:** <https://anditec.pt/produto/specs/>



### n-ABLER Joystick

É o joystick mais adaptável do mercado especificamente concebido para responder às necessidades dos utilizadores com controlo manual limitado, dificuldades motoras, má coordenação oculomotora, falta de destreza manual e espasmos musculares involuntários.

**Link:** <https://anditec.pt/produto/n-abler-joystick/>



### Joystick BJOY

Joystick totalmente personalizável e robusto, com grandes botões acessíveis e quatro entradas 3.5mm para manípulos externos. Pode ser adaptado às necessidades e capacidades do utilizador, nas configurações do software BJOY.

**Link:** <https://anditec.pt/produto/joystick-bjoy/>