



Joystick Optimax

O Optimax Joystick é um joystick de sem fios especificamente concebido para utilizadores com dificuldades motoras.

Categorias: Acesso ao Computador, Alternativas ao Rato

Link: <https://anditec.pt/produto/joystick-optimax/>



Descrição

Com um alcance superior a 10 metros, o **Optimax Joystick** é ideal para ser utilizado em sessões de equipa/grupo, ou em salas de aula, para assegurar a participação de todos. Foi desenhado para pessoas com restrições de mobilidade ao nível dos membros superiores.

O **Optimax Joystick** foi especificamente concebido para o movimento do cursor responder a toques leves, para uma navegação e uma orientação precisa dos objetos no ecrã do computador.

Informações Adicionais

Inclui pegas em T e pegas *Soft Ball*.

Características do **Joystick Optimax**:

- Ligação de rádio de última geração com um alcance operacional livre de interferências superior a 10 metros;
- Utiliza uma banda de rádio ISM global de 2,4 GHz;
- Rastreo preciso e controlo do cursor;
- Movimento de joystick de toque leve ;
- Baixo perfil, proporcionando um descanso de mão natural para uma manipulação confortável;
- Botões (clique direito, clique esquerdo, arrastar (*drag and drop*) e duplo clique);
- Botões codificados por cores montados em *subflush* para evitar activação acidental;
- Entradas 3,5 mm para operar botões de clique esquerdo/direito dos manípulos remotos;
- Instalação *plug and play* fácil;
- Detecção automática dos protocolos PS2 e USB;
- Não requer instalação de *drivers* para o funcionamento do dispositivo;

Downloads



Manual de Utilizador (Inglês)

Produtos Relacionados



Big Red

Manípulo indicado para brinquedos adaptados e acesso ao computador.

Link: <https://anditec.pt/produto/big-red/>



Quha Zono

O Quha Zono é um rato Giroscópico que possibilita um controlo total do computador com apenas um movimento de rotação da cabeça ou qualquer outro segmento corporal.

Link: <https://anditec.pt/produto/quha-zono/>



IntegraMouse Plus

IntegraMouse Plus é um rato optimizado para ser controlado com a boca.

Link: <https://anditec.pt/produto/integramouse-plus/>



Specs

Manípulo indicado para brinquedos adaptados e acesso ao computador.

Link: <https://anditec.pt/produto/specs/>