



## Manípulo Grasp

Grasp é um manípulo que permite ser ativado em toda a sua superfície cilíndrica, concebido especialmente para pessoas com movimento limitado.

**Categorias:** Acesso ao Computador, Manípulos

**Link:** <https://anditec.pt/produto/manipulo-grasp/>



## Descrição

**Grasp** é um manípulo com a forma cilíndrica. É ativado com o apertar da mão em qualquer parte da sua superfície. O utilizador deve ser capaz de soltar a pega do manípulo em aproximadamente 2 segundos para evitar a operação intermitente do manípulo. Permite a ativação de brinquedos adaptados, digitalizadores e aceder ao computador através do sistema de varrimento.

**Wobble** é outro manípulo com o mesmo método de ativação que o **Grasp**.

## Informações Adicionais

Características do **Grasp**:

- **Tipo de interruptor:** Mecânico;
- **Tipo de ligação:** Ligação por cabo;
- **Comprimento do cabo:** 152 cm;
- **Tipo de activação:** Pneumático;
- **Superfície de activação:** 7.6-cm;

- **Força Ativadora:** 300 g;
- **Feedback:** N/A;
- **Tamanho da entrada:** 3,5 mm mono.

## Downloads



Guia de Utilizador (Inglês)

## Produtos Relacionados



### Manípulo Wobble

Um manípulo com ativação de 360º, concebido especialmente para pessoas limitação de movimentos.

**Link:** <https://anditec.pt/produto/manipulo-wobble/>



### PCEye Mini - Descontinuado

O PCEye Mini permite pessoas disfunções neuromotoras, controlar e aceder ao seu computador pelo olhar. Subsidiado pela Fundação Altice!

**Link:** <https://anditec.pt/produto/pceye-mini-descontinuado/>



### Rato Orbitrack

O Rato Orbitrack é um dispositivo revolucionário, que permite aos utilizadores controlarem tanto a direcção como a velocidade do cursor com um único e suave toque.

**Link:** <https://anditec.pt/produto/rato-orbitrack/>



### Joystick BJOY para Queixo

É a melhor alternativa para controlar o cursor do rato com o queixo. O seu pequeno tamanho, posição dos botões, precisão e todas as opções e possibilidades de montagem fazem deste joystick um dispositivo muito versátil.

**Link:** <https://anditec.pt/produto/joystick-bjoy-para-queixo/>