



## Puff Vibroacústico

O Puff Vibroacústico adapta-se a cada pessoa para a obtenção da posição mais confortável. Ideal para pessoas com espasticidade e baixo tónus muscular.

**Categorias:** Estimulação Multissensorial, Vibroacústico

**Link:** <https://anditec.pt/produto/puff-vibroacustico/>



### Descrição

O **Puff Vibroacústico** foi concebido para adaptar-se ao corpo de cada pessoa e a diferentes situações. Ideal para pessoas com espasticidade ou fraco tónus muscular. Este puff também permite aos utilizadores de cadeira de rodas mudar de postura ou estar numa posição confortável enquanto participam numa atividade ou conversa.

Os puffs são criados com um material resistente, preenchidos com pequenas bolas para se adaptarem à forma do corpo. O **Puff Vibroacústico** vibra ao ritmo da música, voz ou som de qualquer vídeo, originando um efeito impressionante e muito agradável para os seus utilizadores.

Precisará do **amplificador vibroacústico** ou deve ser usado numa sala multissensorial que possua o Sistema SHX.

### Informações Adicionais

### Características do **Puff Vibroacústico**:

- Dimensões: 140 x 180 cm.;
- Acessível a Gruas de Transferências;
- Os materiais vinílicos que utilizamos nos nossos produtos são concebidos para satisfazer as mais rigorosas exigências do mercado;
- Protecção antimicrobiana, antibacteriana e antifúngica;
- Resistente à abrasão;
- Resistente ao suor humano e à saliva, urina e sangue;
- Peso total: 620 gr/m<sup>2</sup>;
- Espessura: 0.5mm - 1 mm;
- Cumpre o regulamento REACH;
- Resistente ao fogo: classificação M2;
- Cumpre a norma EN71-3 relativa à segurança dos brinquedos;
- Altamente resistente ao sol;
- A espuma que utilizamos nos nossos produtos, tanto poliuretano como polietileno, são padronizados e cumprem as mais rigorosas normas técnicas e ambientais europeias;
- Cores: Cinzento, preto, azul, azul claro, vermelho, laranja, amarelo, pistache, verde, creme, branco, castanho.

### Limpeza do **Puff Vibroacústico**:

- Utilizar água e sabão não abrasivo numa esponja ou pano drenado;
- Lavar com um pano húmido;
- Secar com um pano macio e seco;

---

### Downloads



[Manual de Utilizador \(Inglês\)](#)

---

### Produtos Relacionados

---



### **Fibra Óptica Luminea**

As Fibras Ópticas cativam a atenção de qualquer pessoa com a sua luz. Ideal para causa e efeito, intervenção terapêutica e educacional.

**Link:** <https://anditec.pt/produto/fibra-optica-luminea/>



### **Módulo Yin e Yang c/ Pernas**

Um sistema modular facilmente expansível podendo criar combinações fantásticas. Concebido para se sentar, deitar ... de uma forma confortável.

**Link:** <https://anditec.pt/produto/modulo-yin-e-yang-c-pernas/>



### **Módulo Convexo para Coluna de Água**

Um sistema modular facilmente expansível podendo criar combinações fantásticas. Concebido para ser usado como base para uma coluna de água.

**Link:** <https://anditec.pt/produto/modulo-convexo-para-coluna-de-agua/>



### **Piscina de Bolas Luminea**

A Piscina de Bolas Luminea cativa a atenção de qualquer pessoa com a sua luz. Ideal para estimular a propriocepção, a auto-consciencialização e o movimento.

**Link:** <https://anditec.pt/produto/piscina-de-bolas-luminea/>