



QuickTalker 12

O digitalizador QuickTalker 12 é um dispositivo CAA de fácil utilização com 12 mensagens. É leve, resistente e fácil de transportar, ideal para pessoas com necessidades complexas de comunicação.

Categorias: Comunicação Aumentativa, Digitalizadores

Link: <https://anditec.pt/produto/quicktalker-12/>



Descrição

Fácil de usar. Leve a comunicação para qualquer lugar! Com o **QuickTalker 12**, os seus alunos estarão prontos para começar a comunicar em minutos. Inclui uma primeira linha de células para gravação, cujas mensagens não variam com a mudança de níveis. Estas células são úteis para gravar mensagens genéricas e úteis em diferentes contextos, por exemplo o nome da pessoa, mensagens de saudação e entre outras.

Contém 9 células de mensagens, 12 minutos de tempo total de gravação e cinco níveis disponíveis que proporcionam a flexibilidade necessária para personalizar os conteúdos de aprendizagem para cada aluno.

Crie rapidamente e facilmente imagens imprimíveis para o seu dispositivo **QuickTalker 12** com a aplicação gratuita **Symbol Overlay Maker**. Disponível na **App Store**. **A aplicação requer um iPad com iPadOS 13 ou mais recente.**

Os símbolos não estão incluídos.

Informações Adicionais

Características do **QuickTalker 12**:

- **Mensagens:** 12;
- **Níveis:** 5;
- **Tempo Gravação:** 12 min;
- **Entrada de manípulo:** Não;
- **Superfícies de Activação:** 8,6 x 6,7 cm e 5,5 x 4,3 cm;
- **Peso com Bateria:** 748 g;
- **Tipo de Bateria:** 4 Pilhas AA;
- **Acessórios Disponíveis:** Não.

Downloads



[Guia de Utilizador \(Inglês\)](#) [101 Ideais para Mensagens \(Inglês\)](#) [Template para Símbolos](#)



[Boardmaker Templates](#)

Produtos Relacionados



InVento 2

Construa materiais com símbolos personalizados para impressão. O InVento 2 é a ferramenta perfeita para criar suportes visuais e materiais de aprendizagem.

Link: <https://anditec.pt/produto/invento-2/>



Grande Passo a Passo

Com um total de 4 minutos de tempo de gravação, o Grande Passo a Passo não tem limite para o número de mensagens por nível.

Link: <https://anditec.pt/produto/grande-passo-a-passo/>



Talking Points

Com os Talking Points pode gravar e reproduzir mensagens até 10 segundos de som. Ideal para começar a introduzir a comunicação aumentativa!

Link: <https://anditec.pt/produto/talking-points/>



Snap Core First

O Snap Core First é uma aplicação de comunicação baseada em símbolos, construída especificamente para comunicação aumentativa.

Link: <https://anditec.pt/produto/snap-core-first/>