



## QuickTalker 12

O digitalizador QuickTalker 12 é um dispositivo CAA de fácil utilização com 12 mensagens. É leve, resistente e fácil de transportar, ideal para pessoas com necessidades complexas de comunicação.

**Categorias:** Comunicação Aumentativa, Digitalizadores

**Link:** <https://anditec.pt/produto/quicktalker-12/>



## Descrição

Fácil de usar. Leve a comunicação para qualquer lugar! Com o **QuickTalker 12**, os seus alunos estarão prontos para começar a comunicar em minutos. Inclui uma primeira linha de células para gravação, cujas mensagens não variam com a mudança de níveis. Estas células são úteis para gravar mensagens genéricas e úteis em diferentes contextos, por exemplo o nome da pessoa, mensagens de saudação e entre outras.

Contém 9 células de mensagens, 12 minutos de tempo total de gravação e cinco níveis disponíveis que proporcionam a flexibilidade necessária para personalizar os conteúdos de aprendizagem para cada aluno.

Crie rapidamente e facilmente imagens imprimíveis para o seu dispositivo **QuickTalker 12** com a aplicação gratuita **Symbol Overlay Maker**. Disponível na **App Store**. **A aplicação requer um iPad com iPadOS 13 ou mais recente.**

Os símbolos não estão incluídos.

## Informações Adicionais

---

### Características do **QuickTalker 12**:

- **Mensagens:** 12;
- **Níveis:** 5;
- **Tempo Gravação:** 12 min;
- **Entrada de manípulo:** Não;
- **Superfícies de Activação:** 8,6 x 6,7 cm e 5,5 x 4,3 cm;
- **Peso com Bateria:** 748 g;
- **Tipo de Bateria:** 4 Pilhas AA;
- **Acessórios Disponíveis:** Não.

## Downloads

---



[Guia de Utilizador \(Inglês\)](#) [101 Ideais para Mensagens \(Inglês\)](#) [Template para Símbolos](#)



[Boardmaker Templates](#)

## Produtos Relacionados

---

### **Grid para iPad**



Grid para iPad é uma aplicação de comunicação que dá voz às pessoas com necessidades complexas de comunicação.

**Link:** <https://anditec.pt/produto/grid-para-ipad/>

### **Story Sequencer**



O Story Sequencer é um digitalizador versátil com ajuda visual e auditiva, pode ser utilizado como um horário, um menu, uma ajuda de transição ou um quadro de favoritos.

**Link:** <https://anditec.pt/produto/story-sequencer/>

### **Big-Point**



Com o Big-Point pode gravar e reproduzir mensagens até 30 segundos de som. Ideal para começar a introduzir a comunicação aumentativa!

**Link:** <https://anditec.pt/produto/big-point/>

### **Grande Passo a Passo**



Com um total de 4 minutos de tempo de gravação, o Grande Passo a Passo não tem limite para o número de mensagens por nível.

**Link:** <https://anditec.pt/produto/grande-passo-a-passo/>