



Smooth Talker com Níveis

Com um design moderno e elegante, é o digitalizador de mensagens único e sequencial com 5 níveis adaptáveis.

Categorias: Comunicação Aumentativa, Digitalizadores

Link: <https://anditec.pt/produto/smooth-talker-com-niveis/>



Descrição

O **Smooth Talker com Níveis** contém todas as características do **Smooth Talker**, mas agora com 5 níveis adaptativos. O digitalizador aloca a memória à medida que é utilizado, o que significa que pode ter uma quantidade diferente de tempo de gravação em cada nível para satisfazer as suas necessidades.

O único limite é repartir o tempo pelos cinco níveis. Assim, por exemplo, pode ter quatro minutos de mensagens no nível 1, e um minuto em cada um dos outros níveis se assim o desejar, ou qualquer outra combinação que somar até 8 minutos. A atribuição de memória ocorre automaticamente, sem qualquer intervenção do utilizador.

O **Smooth Talker com Níveis** contém uma entrada para um segundo manípulo e é utilizada nos modos Escolha, Conversar, Aviso Auditivo e Pergunta/Resposta, ou pode simplesmente ser utilizada em vez do manípulo principal ou em qualquer um dos modos Aleatórios. Também pode ser emparelhado com um manípulo sem fios.

Excepcionalmente, o dispositivo tem a facilidade de adicionar mensagens às suas gravações existentes sem necessidade de apagar o que já gravou anteriormente. O **Smooth Talker com Níveis** pode ser simples ou mais complexo conforme a atividade programada – a escolha é sua.

Informações Adicionais

Características do **Smooth Talker com Níveis**:

- Cinco níveis;
- 8 minutos de gravação e reprodução;
- Amplificador digital com altifalantes duplos para uma superior qualidade de som;
- Bateria de lítio recarregável – carga a partir de uma tomada USB. Pode ser usado durante o carregamento;
- 8 Modos: Sequencial, Aleatório, Aleatório (sem repetições), Escolha, Escolha Progressiva, Conversa, Aviso Auditivo e Perguntas/Respostas;
- Entrada para ligar um manípulo com fio, externo, ou alternativamente utilizar um manípulo sem fios;
- Ativação de brinquedo com ou sem fios;
- Suporte de símbolos embutido;
- Área de activação do manípulo de baixo perfil;
- O topo do manípulo não pode ser removido pelo utilizador.

Downloads



[Manual de Utilizador \(Inglês\)](#) [Booklet \(Inglês\)](#)

Produtos Relacionados



Grande Passo a Passo

Com um total de 4 minutos de tempo de gravação, o Grande Passo a Passo não tem limite para o número de mensagens por nível.

Link: <https://anditec.pt/produto/grande-passo-a-passo/>



Álbum de Comunicação A5

Álbum A5 colorido com folhas com bolsas transparentes para inserir símbolos, imagens, fotos, cartões, com possibilidade de gravação de voz.

Link: <https://anditec.pt/produto/album-de-comunicacao-a5/>



Pequeno Passo a Passo

O Pequeno Passo a Passo é um pequeno digitalizador que grava mensagens sequenciais. Perfeito para contar uma história, contar números, ou contar anedotas. As possibilidades ao utilizar um Pequeno Passo a Passo são infinitas.

Link: <https://anditec.pt/produto/pequeno-passo-a-passo/>



Big-Point

Com o Big-Point pode gravar e reproduzir mensagens até 30 segundos de som. Ideal para começar a introduzir a comunicação aumentativa!

Link: <https://anditec.pt/produto/big-point/>